

Cliente: Capilar, Carlos (99972-0011)

Sexo: Fêmea

Sentidos Clínica Veterinária

Nome do paciente: Aspa

Peso:

Tv. Santo Antonio, 234

Espécie: Canino

Idade: 2 Anos

Fone (54) 3701-4769

Raça: German Shepherd Dog

Doutor: Fernanda Deconto -
CRMVRS 11456

Exame	Resultados	Intervalo de referência	BAIXO	NORMAL	ALTO
Catalyst One (30 de Junho de 2023 17:16)					21/06/23 14:43
Progesterona	> 20,0 ng/mL				0,6 ng/mL

Progesterona (ng/ml)

<1,0 Anestro/proestro

1,0-1,9 Pré-aumento de HL

2,0-3,0 Associado com pico de HL, cerca de 24 a 48 horas antes da onda de ovulação

3,1-4,9 pós-pico de HL, pré-ovulação

5,0-12,0 No momento ou próximo da ovulação (a concentração de progesterona pode variar de acordo com raça e tamanho)

A variação fisiológica na progesterona ocorre antes da ovulação. Recomendamos a confirmação de um aumento contínuo na progesterona (a cada 24 a 48 horas até a confirmação da ovulação), ao avaliar o momento para a reprodução.

Ao medir a progesterona para avaliar o estado de esterilização ou para resto ovariano em cadelas (2 semanas a 2 meses após sinais de estro), um nível >2 ng/ml de progesterona é condizente com a presença de um corpo lúteo funcional e presença de tecido ovariano. Além das concentrações de progesterona, hormônio antimulleriano, concentrações de HL, citologia vaginal, ultrassom abdominal e concentrações de estrogênio podem ser usados para avaliação adicional do estado de esterilidade e para restos ovarianos.